

SZKŁO MIAROWE



Cylindry miarowe, certyfikat serii

Cylindry Glassco są kalibrowane na wlew TC, „In” zgodnie ze standardami tolerancji ISO i ASTM. Wszystkie cylindry spełniają normę ISO oraz mają nadrukowane oznaczenie DE-M. Do każdego cylindra dołączony jest Certyfikat Serii.

SKALA NIEBIESKA numer kat.	SKALA BRĄZOWA numer kat.	poj. [ml]	tolerancja [ml +/-]
01-139.202.41	01-139.203.41	10	0,10
01-139.202.42	01-139.203.42	25	0,25
01-139.202.43	01-139.203.43	50	0,50
01-139.202.44	01-139.203.44	100	0,50
01-139.202.45	01-139.203.45	250	1,00
01-139.202.46	01-139.203.46	500	2,50
01-139.202.47	01-139.203.47	1000	5,00
01-139.202.48	01-139.203.48	2000	10,00



Cylindry miarowe z korkiem PE, certyfikat serii

Cylindry Glassco są kalibrowane na wlew TC, „In” zgodnie ze standardami tolerancji ISO i ASTM. Wszystkie cylindry spełniają normę ISO oraz mają nadrukowane oznaczenie DE-M. Do każdego cylindra dołączony jest Certyfikat Serii. Szlif wymienny - zamiennie można stosować korki szklane.



numer kat.	poj. [ml]	tolerancja [ml +/-]	szlif
01-142.223.12	10	0,10	10/19
01-142.223.13	25	0,15	14/23
01-142.223.14	50	0,25	14/23
01-142.223.15	100	0,50	19/26
01-142.223.16	250	1,00	24/29
01-142.223.17	500	1,50	24/29
01-142.223.18	1000	3,00	29/32
01-142.223.19	2000	6,00	34/35

Do nabycia:

ARLAB s.c. A. Zięba, P. Pieńkowski
tel. 094 347 77 30
arlab@arlab.pl
www.arlab.pl



Kolby miarowe klasa A, certyfikat serii

Kolby miarowe firmy Glassco wykonane są ze szkła borokrzemowego w wariantach z korkiem szklanym lub z PE (polietylen). Wykonanie jest



zgodne ze standardami DIN/ISO 1042. Glassco produkuje swoje kolby w dwóch rodzajach szkła - oranżowym oraz bezbarwnym. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, Glassco wprowadziło znakowanie kolb kodem QR. Nie musisz więc tworzyć archiwum certyfikatów, wystarczy za pomocą aplikacji czytać certyfikat z kolby.

SKALA NIEBIESKA numer kat.	SKALA BRĄZOWA numer kat.	poj. [ml]	szlif
01-130.202.51	01-130.203.51	5	10/19
01-130.202.52	01-130.203.52	10	10/19
01-130.202B52	01-130.203B52	20	10/19
01-130.202.53	01-130.203.53	25	10/19
01-130.202.54	01-130.203.54	50	12/21
01-130.202B54	01-130.203B54	50	14/23
01-130.202B55	01-130.203B55	100	12/21
01-130.202.55	01-130.203.55	100	14/23
01-130.202.56	01-130.203.56	200	14/23
01-130.202.57	01-130.203.57	250	14/23
01-130.202.58	01-130.203.58	500	19/26
01-130.202.59	01-130.203.59	1000	24/29
01-130.202.60	01-130.203.60	2000	29/32
01-130.20260A	01-130.20360A	5000	34-35



Kolby miarowe klasa A, oranżowe, certyfikat serii

numer kat.	poj. [ml]	tolerancja [ml +/-]	szlif
01-130.202.61	5	0,025	7/16
01-130.202.62	10	0,025	10/19
01-130.202.63A	20	0,030	10/19
01-130.202.64	25	0,040	10/19
01-130.202.65	50	0,060	12/21
01-130.202.65A	50	0,050	14/23
01-130.202.66	100	0,100	12/21
01-130.202.66A	100	0,100	14/23
01-130.202.67	200	0,150	14/23
01-130.202.68	250	0,150	14/23
01-130.202.69	500	0,250	19/26
01-130.202.70	1000	0,400	24/29
01-130.202.71	2000	0,600	29/32



Kolby miarowe klasa A, QR

Kolby miarowe firmy Glassco wykonane są ze szkła borokrzemowego w wariantach z korkiem szklanym lub z PE (polietylen). Wykonanie jest zgodne ze standardami DIN/ISO 1042. Glassco produkuje swoje kolby w dwóch rodzajach szkła - oranżowym oraz bezbarwnym. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, Glassco wprowadziło znakowanie kolb kodem QR. Nie musisz więc tworzyć archiwum certyfikatów, wystarczy za pomocą aplikacji przeczytać certyfikat z kolby.



SKALA MIEJESKA numer kat.	SKALA BRAZOWA numer kat.	poj. [ml]	tolerancja [ml +/-]	szlif
01-130.20201Q		5	0,04	7/16
01-130.20202Q	01-130.206.02	10	0,04	10/19
01-130.202.3Q	01-130.20602A	20	0,03	10/19
01-130.20203Q	01-130.206.03	25	0,04	10/19
01-130.20204Q	01-130.206.04	50	0,06	12/21
01-130.202.4Q	01-130.20604A	50	0,10	14/23
01-130.202.5Q	01-130.20605A	100	0,10	12/21
01-130.20205Q	01-130.206.05	100	0,10	14/23
01-130.20206Q	01-130.206.06	200	0,15	14/23
01-130.20207Q	01-130.206.07	250	0,15	14/23
01-130.20208Q	01-130.206.08	500	0,25	19/26
01-130.20209Q	01-130.206.09	1000	0,40	24/29
01-130.20210Q	01-130.206.10	2000	0,60	29/32



Aparaty filtracyjne szklane

Nr kat. 01-260.202.01
ze spiekem szklanym
Nr kat. 01-261.202.01
ze spiekem szklanym
i uszczelką PTFE
Do analizy bakteriologicznej
do filtrów $\Phi 47$.
Nr kat. 01-262.202.01
z siatką ze stali nierdzewnej



Nr kat. 01-259.202.01
Do małych objętości,
do sączków $\Phi 25$.



Nr kat. 01-258.202.01
Z króćcem do próżni, szlifem
wewnętrznym do filtrów
 $\Phi 47$, zalecany do HPLC



Nr kat. 01-263.202.01
Z króćcem do próżni,
szlifem wewnętrznym
do filtrów $\Phi 90$,
zalecany do HPLC.




Pipety jednomiarowe, klasa AS certyfikat serii

Wytwarzane zgodnie ze standardem DIN/ISO 648, kalibrowane na wylew TD, EX w temperaturze 20°C. Kalibracja dokonywana jest automatycznie, a następnie jej poprawność sprawdzana jest w centrum kontroli jakości. Nadruk wykonywany w kolorze brązowym, farbą dyfuzyjną. Certyfikat dołączany jest do każdej sztuki pipety. Każde pudełko zbiorcze (5szt.) posiada kod QR, po przeczytaniu którego możesz pobrać na telefon certyfikat produktu.

numer kat.	poj. [ml]	tolerancja [ml +/-]	kolor paska
01-124.202.01	0,5	0,005	2x czarny
01-124.202.02	1	0,008	niebieski
01-124.202.03	2	0,010	pomarańczowy
01-124.202.04	3	0,010	czarny
01-124.202.05	4	0,015	2x czerwony
01-124.202.06	5	0,010	biały
01-124.202.07*	6	0,010	2x pomarańczowy
01-124.202.08	10	0,020	czerwony
01-124.202.09	15	0,030	zielony
01-124.202.10	20	0,030	żółty
01-124.202.11	25	0,030	niebieski
01-124.202.12*	30	0,030	czarny
01-124.202.13*	40	0,050	biały
01-124.202.14	50	0,050	czerwony
01-124.202.15	100	0,080	żółty

*bez DIN ISO




Z indywidualnym certyfikatem serii

numer kat.	poj. [ml]	kolor paska	tolerancja [ml +/-]
01-124.223.01	0,5	2x czarny	0,005
01-124.223.02	1	niebieski	0,008
01-124.223.03	2	pomarańczowy	0,010
01-124.223.04	3	czarny	0,010
01-124.223.05	4	2x czerwony	0,015
01-124.223.06	5	biały	0,010
01-124.223.07*	6	2x pomarańczowy	0,010
01-124.223.08	10	czerwony	0,020
01-124.223.09	15	zielony	0,030
01-124.223.10	20	żółty	0,030
01-124.223.11	25	niebieski	0,030
01-124.223.12*	30	czarny	0,030
01-124.223.13*	40	biały	0,050
01-124.223.14	50	czerwony	0,050
01-124.223.15	100	żółty	0,080

*bez DIN ISO

NOWOŚCI W NASZEJ OFERCIE

Korki-zatyczki PP



Do probówek i probówek do hodowli oraz kolb Erlenmeyera. W celu szczelnego zamknięcia należy dodatkowo stosować taśmy uszczelniające lub folię Parafilm® M. **Opakowanie 10 szt.**

NIEBIESKA numer kat.	TRANSPARENTNA numer kat.	Φ probówek [mm]	opk. [szt]
06-012.13B	06-012.13T	13	10
06-012.15B	06-012.15T	15	10
06-012.18B	06-012.18T	18	10
06-012.20B	06-012.20T	20	10
06-012.25B	06-012.25T	25	10

Septy do szlifów

Z GUMY numer kat.	Z SILIKONU numer kat.	do szlif
06_101.410.B14	06_101.405.B14	14/23
06_101.410.B19	06_101.405.B19	19/26
06_101.410.B24	06_101.405.B24	24/29
06_101.410.B29	06_101.405.B29	29/32



Septy do probówek

Z GUMY numer kat.	Z SILIKONU numer kat.	Φ probówki [mm]
06_101.410.12	06_101.405.12	12
06_101.410.15	06_101.405.15	15
06_101.410.18	06_101.405.18	18
06_101.410.25	06_101.405.25	25

Węże gumowe

Do zastosowań laboratoryjnych, farmaceutycznych, przemysłowych i edukacyjnych. Z naturalnej gumy RSS-3 w kolorze czerwonym tolerancja $\pm 0,2$ mm. Dopuszczalna temp. -20 °C do -70 °C.

Cena za odcinek 10mb.

numer kat.	Φ wew. [mm]	Φ zew. [mm]	grubość ścianki [mm]
06-301.406.04-1,0	4	6	1.0
06-301.406.05-1,5	5	8	1.5
06-301.406.06-1,5	6	9	1.5
06-301.406.07-1,5	7	10	1.5
06-301.406.08-1,5	8	11	1.5
06-301.406.09-2,0	9	13	2.0
06-301.406.10-2,0	10	14	2.0
06-301.406.12-2,5	12	16	2,0






Zaciskacze PP do węży

numer kat.	Φ węży [mm]
02-010.900-04	4
02-010.900-08	8
02-010.900-01	9,5

Pęsety z tworzywa

numer kat.	tworzywo	dł. całkowita [mm]	zakres temp. [°C]
02-319.910-120	PA	120	od -30 do +95
02-319.920-120	ABS	120	od -20 do +80
02-319.930-120	PS	120	od -20 do +100
02-319.950-120	PP	120	od -40 do +75



Statyw do probówek Falcone

Ilość probówek: 50 szt x 15ml lub 25 szt. x 50ml

numer kat.	wymiary [mm]	Φ bolca [mm]
02-55ST530,10	195 X 195 X 70	5/22

Taca PVC na 16 pipet

Taca PVC na 16 mniejszych lub 7 większych pipet.

numer kat.	wymiary [mm]	ilość miejsc
02-996.3557	210 x 280 x 40	16/7



Palniki Bunsena

Palnik Bunsena z zaworem i regulacją dopływu powietrza do mieszanki gazu. Palnik daje szeroki strumień płomienia. Φ króćca 9 mm.

numer kat.	typ	rodzaj gazu	max. temp. [°C]
03-346.1100.L	bez zaworu	LPG	1540
03-346.1100.N	bez zaworu	gaz ziemny	1500
03-347.1101.L	z zaworem	LPG	1540
03-347.1101.N	z zaworem	gaz ziemny	1500



Szalki ze stali 18-8

Odporne na działanie stężonych kwasów i zasad oraz wysokich temperatur.

numer kat.	szerokość [mm]	h [mm]
06-11.1223	60	20
06-11.1224	75	20
06-11.1225	90	17
06-11.1226	90	20
06-11.1227	120	20

Parownice ze stali 18-8

numer kat.	szerokość [mm]	h [mm]
06-11.0331	145	55
06-11.0332	174	65
06-11.0333	224	88



Zlewki z uchem ze stali 18-8

Skala tłoczona na zewnątrz oraz wewnątrz zlewki.

numer kat.	poj. [ml]	Φ [mm]	h [mm]
06-11.1246	100	40	59
06-11.1247	200	50	66
06-11.1248	300	70	80
06-11.1249	500	91	110
06-11.1250	1000	116	126

Kuwety z pokrywą, stal 18-8

Wysoko odporna na przebarwienia, rdzę i korozję, co daje trwałość, doskonały połysk i odporność na silne detergenty.

numer kat.	wymiary [mm]
06-11.3012	180 x 120 x 50
06-11.3001	200 x 100 x 50
06-11.3002	220 x 150 x 50
06-11.3003	280 x 180 x 60
06-11.3004	300 x 150 x 100
06-11.3005	300 x 200 x 050
06-11.3006	500 x 200 x 080



ŁYŻECZKI TYP POLY, STAL 18-8

Polerowana. Dzięki specjalnemu kształtowi łyżki pozwalają na pobranie próbki nawet z niedostępnych miejsc w pojemnikach. Połączenie między elementami wykonane z pełnego pręta.

numer kat.	dł. całkowita [mm]	łyżeczka [mm]	szpatułka [mm]	Φ [mm]
06-521254-12	120	35x15	30x13	5
06-521254-15	150	35x15	30x14	5
06-521254-18	180	35x15	30x13	6
06-521254-21	210	35x15	30x17	6
06-521254-25	250	35x15	30x15	6
06-521254-30	300	35x15	30x15	6



ŁYŻECZKI DWUSTRONNE, CHEMICZNE, STAL 18-8

Polerowana. Połączenie między elementami wykonane z pełnego pręta.

numer kat.	dł. całkowita [mm]	łyżeczka 1 [mm]	łyżeczka 2 [mm]	Φ [mm]
06-521240-12	120	30x22	23x17	5
06-521240-15	150	30x22	23x17	5
06-521240-18	180	40x28	30x22	6
06-521240-21	210	40x28	30x22	6
06-521240-25	250	48x35	40x28	6
06-521240-30	300	48x35	40x28	6



SZPATUŁKO - ŁYŻECZKI TYP ANALITYCZNY, STAL 18-8

Polerowana. Jeden koniec zgięta szpatułka, drugi - łyżeczka. Połączenie między elementami wykonane z pełnego pręta.

numer kat.	dł. całkowita [mm]	łyżeczka [mm]	szpatułka [mm]	Φ [mm]
06-521212-18	180	30x18	35x10	4
06-521212-21	210	30x18	35x10	4
06-521212-23	235	30x18	35x10	4



PRZYPORNIKI LABORATORYJNE PREMIUM 12 ELEMENTÓW

numer kat.	elementy	
1	1x Nożyczki proste końcówka o/t	145 mm
2	1x Nożyczki małe proste ostre	130 mm
3	1x Kleszczyki proste	130 mm
4	1x Kleszczyki wygięte	130 mm
5	1x Pęseta końcówka ostra	145 mm
6	1x Pęseta końcówka tępą	145 mm
7	1x Pęseta zakrzywiona ostra	130 mm
8	1x Igła preparacyjna typ 1	140 mm
9	1x Igła preparacyjna typ 2	140 mm
10	1x Uchwyt skalpela typ 4 z ostrzem	
11	1x Skalpel zintegrowany	150 mm
12	1x Próbnik	130 mm

Dostępne są także zestawy 6, 8, 10 elementów