

## Karta katalogowa

### Suszarka Laboratoryjna SLN SIMPLE 115



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu.  
Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

#### DANE TECHNICZNE

obieg powietrza	naturalny
pojemność komory [l]	109
pojemność użytkowa komory [l]	109
sterownik	mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem

#### TEMPERATURA

zakres temperatury pracy [°C]	+5°C powyżej temperatury otoczenia ... +250°C
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
ochrona nadtemperaturowa	klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880

#### KOMORA


drzwi	pełne
materiał komory	stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo

**wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/**

szerokość A	720
wysokość B	730
głębokość C	710

**wymiary komory [mm]**

szerokość D	460
wysokość E	540
głębokość F	440



ilość półek (standard / max)	2 / 7
maksymalne obciążenie półki [kg]	10
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	60
waga urządzenia [kg]	65

**PARAMETRY ELEKTRYCZNE**

zasilanie	230V 50Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	2500
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO-APARATURA

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)  
1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50 mm

**OPCJE I AKCESORIA**